

## ZMIANY ZWYRODNIENIOWE STAWÓW

nr	nazwa	aplikator	seria A, zabieg I-III				seria B, zabieg IV-X				seria C, zabieg XI-XV			
			częstotliwość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypełnienie [%]	częstotliwość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypełnienie [%]	częstotliwość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypełnienie [%]
1	stawy barkowe, biodrowe i kolanowe	60	40-60	1,5-2,5	10	50	20-40	2,5-4	15	100	10-30	3-4	20	100
2	stawy nadgarstkowe, łokciowe i skokowe	30	40-60	6-8	10	30	30-50	7-10	15	50	20-50	7-12	15	100

## ZMIANY ZWYRODNIENIOWE STAWÓW KRĘGOSŁUPA

nr	nazwa	aplikator	seria A, zabieg I-III				seria B, zabieg IV-X				seria C, zabieg XI-XV			
			częstotliwość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypełnienie [%]	częstotliwość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypełnienie [%]	częstotliwość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypełnienie [%]
3	odcinka lędźwiowo - krzyżowego	60	30-60	1,5-3	10	50	15-50	2-4	15	Co	10-50	2-4	20	Co
4	odcinka szyjno - piersiowego	60	40-60	1,5-2,5	10	30	20-50	2-4	15	50	15-50	2-4	15	Co

## OSTEOPOROZA

nr	nazwa	aplikator	seria A, zabieg I-III				seria B, zabieg IV-X				seria C, zabieg XI-XV			
			częstotliwość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypełnienie [%]	częstotliwość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypełnienie [%]	częstotliwość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypełnienie [%]
5	okresu menopauzalnego i okresu starczego	60	30-60	1,5-3	10	50	15-40	2,5-4	15	Co	15-50	2-4	20	Co
6	okresu menopauzalnego i okresu starczego	30	40-60	2-3	10	30	20-50	2-4	15	50	15-50	2-5	15	Co

## OPÓŹNIONE ZROSTY KOSTNE

nr	nazwa	apli- kator	seria A, zabieg I-III				seria B, zabieg IV-X				seria C, zabieg XI-XV			
			częstotli- wość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypeł- nienie [%]	częstotli- wość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypeł- nienie [%]	częstotli- wość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypeł- nienie [%]
7	stawy rzekome, opóźniony zrost kostny	60	30-60	1,5-3	15	30	15-50	2-4	20	50	10-60	1,5-4	20	Co
8	stawy rzekome, opóźniony zrost kostny	30	40-60	6-8	15	50	20-50	7-12	20	Co	10-60	6-12	20	Co
9	zespół Sudecka I-II okres, zespół Sudecka III okres	60	30-60	1,5-3	10	30	15-50	2-4	15	50	10-60	1,5-4	20	Co
10	zespół Sudecka I-II okres, zespół Sudecka III okres	30	40-60	6-8	10	50	20-50	7-12	15	Co	10-60	6-12	20	Co
11	leczenie metodą Ilizarowa	60	40-60	1,5-2,5	10	20	20-50	2-4	15	30	15-60	1,5-4	15	50
12	leczenie metodą Ilizarowa	30	30-50	2-4	10	30	30-50	5-7	15	Co	-	-	-	-

## URAZY I STANY PO URAZIE

nr	nazwa	apli- kator	seria A, zabieg I-III				seria B, zabieg IV-X				seria C, zabieg XI-XV			
			częstotli- wość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypeł- nienie [%]	częstotli- wość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypeł- nienie [%]	częstotli- wość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypeł- nienie [%]
13	zwichnięcia, skręcenia, złamania	60	40-60	1,5-2,5	10	20	15-50	2-4	15	50	-	-	-	-
14	zwichnięcia, skręcenia, złamania	30	40-60	6-8	10	30	40-50	7-8	15	50	-	-	-	-
15	krwiaki, obrzęki	60	40-60	1,5-2,5	10	30	30-50	2-3	15	50	-	-	-	-
16	krwiaki, obrzęki	30	40-60	6-8	10	30	40-50	7-8	15	50	-	-	-	-
17	przykurcze, ograniczenie ruchów w stawach	60	20-60	1,5-4	10	50	15-50	2-4	15	Co	10-50	2-4	20	Co
18	przykurcze, ograniczenie ruchów w stawach	30	30-60	6-10	10	50	12-50	7-12	15	Co	10-50	7-12	20	Co
19	przykurcz niedokrwienny Volkmana	30	40-60	6-8	10	30	25-50	7-11	15	50	20-50	7-12	15	Co

**ZAPALENIA OKOŁOSTAWOWE TKANEK MIEKKICH**

nr	nazwa	aplikator	seria A, zabieg I-III				seria B, zabieg IV-X				seria C, zabieg XI-XV			
			częstotliwość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypełnienie [%]	częstotliwość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypełnienie [%]	częstotliwość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypełnienie [%]
20	zespół bolesnego barku stożka rotatorów	60	30-50	2-3	10	30	20-50	2-4	15	50	10-50	2-4	15	Co
21	zespół bolesnego łokcia	30	40-50	7-8	10	30	25-50	7-11	15	50	20-50	7-12	15	Co
22	zespół cieśni nadgarstka	30	40-50	7-8	10	30	25-50	7-11	15	50	20-50	7-12	15	Co
23	zespół rwy kulszowej	60	20-60	1,5-4	10	50	15-40	2,5-4	15	Co	10-50	2-4	15	Co
24	zapalenie powięzi podszwowej; ostrogi piętowe	30	30-60	6-10	10	30	20-50	7-12	15	Co	10-50	7-12	15	Co
25	przykurcz Duputrena	30	40-60	6-8	10	50	20-50	7-12	15	Co	10-60	7-12	15	Co
26	mięśniopochodny kręcz karku	60	30-60	1,5-3	10	20	15-50	2-4	15	50	-	-	-	-
27	mięśniobóle po zakwasach	60	40-60	1,5-2,5	10	30	15-50	2-4	15	50	10-50	2-4	15	Co
28	blizny	30	30-60	6-10	10	50	20-50	7-12	15	Co	10-50	7-12	20	Co

**DYSKOPATIE**

nr	nazwa	aplikator	seria A, zabieg I-III				seria B, zabieg IV-X				seria C, zabieg XI-XV			
			częstotliwość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypełnienie [%]	częstotliwość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypełnienie [%]	częstotliwość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypełnienie [%]
29	konflikt dyskowo korzeniowy - odcinek L1-S4	60	30-60	1,5-3	10	50	20-50	2-4	15	Co	10-60	1,5-4	20	Co
30	konflikt dyskowo korzeniowy - odcinek C5-Th2	60	40-60	1,5-2,5	10	30	15-50	2-4	15	50	15-50	2-4	15	Co

## TRUDNO GOJĄCE SIĘ RANY

nr	nazwa	apli- kator	seria A, zabieg I-III				seria B, zabieg IV-X				seria C, zabieg XI-XV			
			częstotli- wość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypeł- nienie [%]	częstotli- wość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypeł- nienie [%]	częstotli- wość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypeł- nienie [%]
31	rany pourazowe i pooperacyjne	60	20-60	1,5-4	10	50	20-50	2-4	15	Co	-	-	-	-
32	rany pooparzeniowe	60	20-60	1,5-4	10	50	15-50	2-4	20	Co	10-50	2-4	30	100
33	odleżyny	60	15-60	1,5-4	15	Co	15-40	2,5-4	20	Co	10-50	2-4	30	Co
34	owrzodzenia troficzne	60	15-60	1,5-4	10	Co	15-40	2,5-4	15	Co	10-50	2-4	20	Co
35	owrzodzenia troficzne	30	20-60	2-5	10	Co	30-60	3-6	15	Co	30-60	3-6	20	Co

## STANY ZAPALNE OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO

nr	nazwa	apli- kator	seria A, zabieg I-III				seria B, zabieg IV-X				seria C, zabieg XI-XV			
			częstotli- wość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypeł- nienie [%]	częstotli- wość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypeł- nienie [%]	częstotli- wość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypeł- nienie [%]
36	zapalenie nerwów międzyżebrowych, półpasiec	60	15-60	1,5-4	10	50	10-50	2-4	20	Co	-	-	-	-
37	zapalenia korzeni nerwów obwodowych, bóle postrzałowe	60	40-60	1,5-2,5	15	50	15-50	2-4	20	Co	-	-	-	-
38	bóle krzyża, bóle chroniczne	60	30-60	1,5-3	15	50	15-50	2-4	20	Co	10-60	1,5-4	20	Co
39	miopatie, parestezje	60	40-60	1,5-2,5	10	50	5-50	2-4	15	Co	-	-	-	-
40	bóle fantomowe	60	30-60	1,5-3	10	50	15-50	2-4	15	Co	15-60	1,5-4	20	Co
41	neuropatie cukrzycowe, po zatruciach	60	30-60	1,5-3	10	50	15-50	2-4	15	Co	10-60	1,5-4	20	Co

**SCHORZENIA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO**

nr	nazwa	apli- kator	seria A, zabieg I-III				seria B, zabieg IV-X				seria C, zabieg XI-XV			
			częstotli- wość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypeł- nienie [%]	częstotli- wość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypeł- nienie [%]	częstotli- wość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypeł- nienie [%]
42	udar mózgu, hemiplegia	60	40-60	1,5-2,5	10	50	15-50	2-4	15	Co	-	-	-	-
43	zapalenie i uszkodzenie III i VII nerwu czaszkowego	60	40-60	1,5-2,5	10	50	15-50	2-4	15	Co	-	-	-	-
44	uszkodzenie neuronów ruchowych w przebiegu porażień mózgowych dziecięcych	60	40-60	1,5-2,5	10	30	30-50	2-3	15	50	15-50	2-4	15	Co
45	urazy rdzenia kręgowego	60	30-60	1,5-3	10	30	15-50	2-4	15	50	10-60	1,5-4	15	Co
46	migreny	60	30-60	1,5-3	10	50	15-50	2-4	15	Co	-	-	-	-

**SCHORZENIA OBWODOWEGO UKŁADU KRWIONOŚNEGO**

nr	nazwa	apli- kator	seria A, zabieg I-III				seria B, zabieg IV-X				seria C, zabieg XI-XV			
			częstotli- wość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypeł- nienie [%]	częstotli- wość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypeł- nienie [%]	częstotli- wość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypeł- nienie [%]
47	zastoinowe zapalenie powierzchniowych naczyń krwionośnych	60	30-60	1,5-3	10	50	10-50	2-4	15	Co	10-50	2-4	15	Co
48	zakrzepowe zapalenie żył	60	30-60	1,5-3	10	50	10-50	2-4	15	Co	-	-	-	-
49	naczyniopatie cukrzycowe i miażdżycowe	60	30-60	1,5-3	10	30	10-50	2-4	15	50	10-50	2-4	15	Co

**CHOROBY REUMATYCZNE**

nr	nazwa	apli- kator	seria A, zabieg I-III				seria B, zabieg IV-X				seria C, zabieg XI-XV			
			częstotli- wość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypeł- nienie [%]	częstotli- wość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypeł- nienie [%]	częstotli- wość [Hz]	indukcja [mT]	czas [min]	wypeł- nienie [%]
50	reumatoidalne zapalenie stawów	60	40-60	1,5-2,5	10	30	20-50	2-4	15	50	15-50	2-4	15	Co
51	zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa	60	30-50	2-3	10	20	50	2-4	15	50	15-50	2-4	15	Co
52	kolagenozy	60	30-60	1,5-3	10	30	15-50	2-4	15	50	10-50	2-4	20	Co